

제품명: 피브로넥틴 토끼 다클론 항체

카탈로그 번호: APRab00380

연구용 전용

요약

설명	토끼 다클론 항체
숙주	토끼
적용	WB, IHC, ELISA
반응성	인간 쥐 생체
결합	비결합
변형	수정치 없음
아이소타입	IgG
클론성	다클론
형태	액체
농도	1mg/ml
Storage	Aliquot 하여 -20°C 에 보관(12 개월 유효). 냉동/해동 반복을 피하십시오.
Shipping	Ice bags
버퍼	50% 글세롤 0.5% 보오덴빌리트 0.02% 아지드와 투름을 함유한 PBS 용액 (pH 7.3)
정제	천성 크로마토그래피

적용

희석 비율	WB 1:500-1:1000, IHC 1:50-1:100, ELISA 1:5000-1:20000
분자량	Calculated MW: 272 kDa; Observed MW: 260 kDa

항원 정보

유전자명	FN1
다른 이름	FN1; FN; Fibronectin; FN; Cold-insoluble globulin; CIG
유전자 ID	2335
SwissProt ID	P02751
면역원	이 항체는 인간 피브로넥틴 1 에 유한한 항원만을 사용하여 생성되었습니다. 아민산 범위 2337-2386


배경

FN1 피브로넥틴은 세포-세포 및 세포-외부 매트릭스 상호작용에 중요한 역할을 합니다. 이 단백질은 세포-세포 및 세포-외부 매트릭스 상호작용에 중요한 역할을 합니다. 이 단백질은 세포-세포 및 세포-외부 매트릭스 상호작용에 중요한 역할을 합니다. 이 단백질은 세포-세포 및 세포-외부 매트릭스 상호작용에 중요한 역할을 합니다.


연구 분야

삼할계


이미지 데이터




다양한 세포종에서 과발현. 항를 사용이 과발현에 대한 진단 플랫폼을 수행한다.




FN1 항를 사용이 HeLa 세포종에서 과발현을 위한 플랫폼을 수행한다.



FN1 항를 사용이 3T3 KB K562 293T 세포종에서 과발현을 위한 플랫폼을 수행한다.



과발현에 대한 임상적 진단에 대한 과발현이 항를 이용한 조직화 분석을 위한 하이드로겔은 조직의 구조를 pH 6.0 용액 사용했다. 오른쪽은 차인 염색을 차인했다.



HeLa 세포에서 fibronectin 항체를 사용하여 fibronectin을 위한 블롯 분석을 하였다. 오른쪽은 항체가 로드된 샘플이다.