

Produktname: Syntenin 1 (3D9) Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM03460**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
tnis	
Molekulargewicht	Calculated MW: 32 kDa; Observed MW: 32 kDa

Antigen-Informationen

Genname	SDCBP SDCBP; MDA9; SYCL; Syntenin-1; Melanoma differentiation-associated protein 9; MDA-9;
Alternative Namen	Pro-TGF-alpha cytoplasmic domain-interacting protein 18; TACIP18; Scaffold protein Pbp1; Syndecan-binding protein 1
Gen-ID	6386
SwissProt ID	O00560
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen Syntenins


Hintergrund

Scheint als Adapterprotein zu fungieren. In Adhäsionsverbindungen könnte es Syndecane an Zytoskelettproteine oder Signalproteine koppeln. Scheint den Transkriptionsfaktor SOX4 an den IL-5-Rezeptor (IL5RA) zu koppeln.

Forschungsbereich

Neurowissenschaften

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Syntenin in HeLa-Lysaten unter Verwendung eines Syntenin-Antikörpers.