

Produktname: ALDH2 (8D4) Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM03499**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte, Affe, Hamster
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Flüssigkeit in PBS mit 50 % Glycerin, 0,5 % Schutzprotein und 0,02 % Natriumazid, pH 7,3.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:1000
tnis	
Molekulargewicht	Calculated MW: 56 kDa; Observed MW: 56 kDa

Antigen-Informationen

Genname	ALDH2
Alternative Namen	ALDH2; ALDM; Aldehyde dehydrogenase; mitochondrial; ALDH class 2; ALDH-E2; ALDHI
Gen-ID	217
SwissProt ID	P05091
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen ALDH2


Hintergrund

Alkoholstoffwechsel; Ethanolabbau; Acetat aus Ethanol: Schritt 2/2.

Forschungsbereich

Tags & Zellmarker

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von ALDH2 in Lysaten von HeLa, 3T3, C6, COS7, CHO-K1 und A549 unter Verwendung eines ALDH2-Antikörpers.