

Produktname: Bid (3C5) Maus-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMM03565

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB, ICC/IF, FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	PBS mit 0,03 % Natriumazid.
Aufreinigung	Aszitesflüssigkeit

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000, ICC/IF 1:50-1:200, FC 1:50-1:100

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 22 kDa; Observed MW: 22 kDa

Antigen-Informationen

Genname	BID
Alternative Namen	FP497; MGC15319; MGC42355; BID
Gen-ID	637
SwissProt ID	P55957
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des menschlichen Bid

Hintergrund


Das Hauptprodukt der Protease p15 BID ermöglicht die Freisetzung von Cytochrom c (durch Ähnlichkeit). Isoform 1, Isoform 2 und Isoform 4 induzieren ICE-ähnliche Proteasen und Apoptose. Isoform 3 induziert keine Apoptose. Sie wirkt der

Schutzwirkung von Bcl-2 entgegen.


Forschungsbereich

Zellbiologie

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Bid in 293T-, Jurkat- und A431-Lysaten unter Verwendung eines Bid-Antikörpers.



Immunzytochemische Analyse von Bid (3C5) in HeLa unter Verwendung des Bid-Antikörpers.