

Produktname: PTPN1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM81408**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,ELISA,FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400

tnis

Molekulargewicht 50kDa

Antigen-Informationen

Genname	PTPN1
Alternative Namen	PTP1B
Gen-ID	5770.0
SwissProt ID	P18031
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen PTPN1 (AA: 40-246), exprimiert in E. coli.


Hintergrund

Das von diesem Gen kodierte Protein ist das erste identifizierte Mitglied der Protein-Tyrosin-Phosphatase (PTP)-Familie. Es wurde anhand seiner enzymatischen Aktivität und Aminosäuresequenz isoliert und identifiziert. PTPs katalysieren die


Hydrolyse von Phosphatmonoestern spezifisch an Tyrosinresten. Mitglieder der PTP-Familie besitzen ein hochkonserviertes katalytisches Motiv, das für die katalytische Aktivität essenziell ist. PTPs sind als Signalmoleküle bekannt, die eine Vielzahl zellulärer Prozesse regulieren, darunter Zellwachstum, Differenzierung, Zellzyklus und onkogene Transformation. Diese PTP wirkt als negativer Regulator der Insulin-Signalübertragung durch Dephosphorylierung der Phosphotyrosinreste der Insulinrezeptorkinase. Darüber hinaus dephosphoryliert diese PTP die epidermale Wachstumsfaktorrezeptorkinase sowie die Kinasen JAK2 und TYK2, was auf ihre Rolle bei der Zellwachstumskontrolle und der Zellantwort auf Interferonstimulation hindeutet. Für dieses Gen wurden zwei Transkriptvarianten gefunden, die für unterschiedliche Isoformen kodieren.

Forschungsbereich


Bilddaten



Schwarze Linie: Kontrollantigen (100 ng); Lila Linie: Antigen (10 ng); Blaue Linie: Antigen (50 ng); Rote Linie: Antigen (100 ng);



Western-Blot-Analyse mit PTPN1-Maus-mAb gegen A431-Zelllysate.



Durchflusszytometrische Analyse von A431-Zellen unter Verwendung des Maus-mAb PTPN1 (grün) und einer Negativkontrolle (rot).