

Produktname: PTPN14 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM81707**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC, ICC, ELISA, FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:200-1:1000, ICC 1:200-1:1000, ELISA 1:5000-1:20000, FC 1:200-1:400

tnis

Molekulargewicht 135.3kDa

Antigen-Informationen

Genname	PTPN14
Alternative Namen	PEZ; PTP36
Gen-ID	5784.0
SwissProt ID	Q15678
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen PTPN14 (AA: 896-1169), exprimiert in E. coli.

Hintergrund


Das von diesem Gen kodierte Protein gehört zur Familie der Protein-Tyrosin-Phosphatasen (PTP). PTPs sind als Signalmoleküle

bekannt, die eine Vielzahl zellulärer Prozesse regulieren, darunter Zellwachstum, Differenzierung, Zellzyklus und onkogene Transformation. Diese PTP besitzt eine N-terminale, nicht-katalytische Domäne, die der von Zytoskelett-assoziierten Proteinen der Band-4.1-Superfamilie ähnelt, was auf eine Membran- oder Zytoskelett-Lokalisation dieses Proteins hindeutet. Es scheint die lymphatische Entwicklung bei Säugetieren zu regulieren, und eine Funktionsverlustmutation wurde in einer Familie mit Lymphödem-Choanalatresie gefunden.


Forschungsbereich

-


Bilddaten




Schwarze Linie: Kontrollantigen (100 ng); Lila Linie: Antigen (10 ng); Blaue Linie: Antigen (50 ng); Rote Linie: Antigen (100 ng)




Immunfluoreszenzanalyse von HeLa-Zellen mit dem Maus-mAb PTPN14. Blau: Fluoreszierender DNA-Farbstoff DRAQ5. Rot: Aktinfilamente wurden mit Alexa Fluor-555-Phalloidin markiert.




Immunfluoreszenzanalyse von HeLa-Zellen mit dem Maus-mAb PTPN14 (grün). Blau: Fluoreszierender DNA-Farbstoff DRAQ5. Rot: Aktinfilamente wurden mit Alexa Fluor-555-Phalloidin markiert.



Durchflusszytometrische Analyse von HeLa-Zellen mit dem Maus-mAb PTPN14 (grün) und Negativkontrolle (rot).



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebetteten menschlichen Rektumkarzinomgeweben unter Verwendung des Maus-mAb PTPN14 mit DAB-Färbung.



Immunohistochemische Analyse von in Paraffin eingebetteten menschlichen Endometriumkarzinomgeweben unter Verwendung des Maus-mAb PTPN14 mit DAB-Färbung.