

Produktname: UL37 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM81747**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	ICC,ELISA,FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis ICC 1:50-1:250,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400

tnis

Molekulargewicht 120.5kDa

Antigen-Informationen

Genname UL37

Alternative Namen UL37

Gen-ID 2703358.0

SwissProt ID Q96RL1

Immunogen Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen Herpesvirus UL37 (AA: 970-1119), exprimiert in E. coli.


Hintergrund

UL37 bildet einen Komplex mit einem großen Tegumentprotein; es ist an der Virionenmorphogenese beteiligt.


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Schwarze Linie: Kontrollantigen (100 ng); Lila Linie: Antigen (10 ng); Blaue Linie: Antigen (50 ng); Rote Linie: Antigen (100 ng)



Durchflusszytometrische Analyse von HeLa-Zellen mit UL37-Maus-mAb (grün) und Negativkontrolle (rot).