

Produktname: P2RY8 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM81940**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC,ICC,ELISA,FC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:200-1:1000,ICC 1:100-1:500,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400

tnis

Molekulargewicht 40.6kDa

Antigen-Informationen

Genname	P2RY8
Alternative Namen	P2Y8
Gen-ID	286530.0
SwissProt ID	Q86VZ1
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen P2RY8 (AA: extra mix), exprimiert in E. coli.

Hintergrund


Das von diesem Gen kodierte Protein gehört zur Familie der G-Protein-gekoppelten Rezeptoren, die bevorzugt durch

Adenosin- und Uridinnukleotide aktiviert werden. Dieses Gen wird in undifferenzierten HL60-Zellen mäßig exprimiert und befindet sich auf beiden Chromosomen (X und Y).


Forschungsbereich

-


Bilddaten




Schwarze Linie: Kontrollantigen (100 ng); Lila Linie: Antigen (10 ng); Blaue Linie: Antigen (50 ng); Rote Linie: Antigen (100 ng)



Immunfluoreszenzanalyse von HeLa-Zellen mit dem Maus-mAb P2RY8 (grün). Blau: Fluoreszierender DNA-Farbstoff DRAQ5. Rot: Aktinfilamente wurden mit Alexa Fluor-555-Phalloidin markiert.



Durchflusszytometrische Analyse von HeLa-Zellen mit dem Maus-mAb P2RY8 (grün) und einer Negativkontrolle (rot).



Immunhistochemische Analyse von in Paraffin eingebetteten menschlichen Zervixkarzinomgeweben mittels P2RY8 Maus-mAb mit DAB-Färbung.

