

**Produktname: CD208 Maus-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMM82184**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	monoklonaler Maus-Antikörper
<b>Host</b>	Maus
<b>Anwendung</b>	ELISA,FC
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	Mouse IgG1
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1 mg/ml
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400

**tnis**

**Molekulargewicht** 44.3kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	CD208
<b>Alternative Namen</b>	LAMP3; LAMP; DCLAMP; LAMP-3; TSC403; DC LAMP; DC-LAMP
<b>Gen-ID</b>	27074.0
<b>SwissProt ID</b>	Q9UQV4
<b>Immunogen</b>	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen CD208 (AA: 218-381), exprimiert in E. coli.

**Hintergrund**


Dendritische Zellen (DCs) sind die wirksamsten antigenpräsentierenden Zellen. Unreife DCs nehmen Antigene effizient auf und

differenzieren sich in lymphatischen Geweben zu interdigitierenden dendritischen Zellen (IDCs), die primäre T-Zell-Antworten auslösen (Zusammenfassung von de Saint-Vis et al., 1998 [PubMed 9768752]).


## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Schwarze Linie: Kontrollantigen (100 ng); Lila Linie: Antigen (10 ng); Blaue Linie: Antigen (50 ng); Rote Linie: Antigen (100 ng)



Durchflusszytometrische Analyse von HL-60-Zellen unter Verwendung des CD208-Maus-mAb (grün) und einer Negativkontrolle (rot).