
Produktname: GKN1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83093**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 22kDa

Antigen-Informationen

Genname	GKN1
Alternative Namen	GKN1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9NS71
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen GKN1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit GKN1-Maus-mAb gegen Rattenmagengewebelysat