
Produktname: HEXIM1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83094**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 41 kDa; Observed MW: 41 kDa

Antigen-Informationen

Genname	HEXIM1
Alternative Namen	HEXIM1
Gen-ID	
SwissProt ID	O94992
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen HEXIM1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit HEXIM1-Maus-mAb gegen HeLa-Lysat