
Produktname: IL23 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83129**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 20.7kDa

Antigen-Informationen

Genname	IL23
Alternative Namen	IL23
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9NPF7
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von humanem IL23


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper gegen IL23 kann humanes IL23A mittels Western Blot nachweisen.