

Produktname: ALDH3A1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83148**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	ALDH3A1
Alternative Namen	ALDH3A1
Gen-ID	
SwissProt ID	P30838
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen ALDH3A1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Magengewebe mittels Anti-ALDH3A1-Antikörper (ALDH3A1 Maus-monoklonaler Antikörper)