

Produktname: CCL15 Maus-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMM83184

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Mensch, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 12.2kDa

Antigen-Informationen

Genname	CCL15
Alternative Namen	CCL15
Gen-ID	
SwissProt ID	Q16663
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von humanem CCL15


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Dickdarmgewebe mittels CCL15-Antikörper (CCL15 Maus-monoklonaler Antikörper)