
Produktname: PELI3 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83193**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:50-1:250

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	PELI3
Alternative Namen	PELI3
Gen-ID	
SwissProt ID	Q8N2H9
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen PELI3


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Hirngewebe mittels PELI3-Antikörper (PELI3-Mausmonoklonaler Antikörper)