
Produktname: CCL3 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83199**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 10.1kDa

Antigen-Informationen

Genname	CCL3
Alternative Namen	CCL3
Gen-ID	
SwissProt ID	P10147
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von humanem CCL3

Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper gegen CCL3 kann CCL3 mittels Western Blot nachweisen.



IHC-P-Analyse von Tonsillengewebe mittels CCL3-Antikörper (AMM83199)