
Produktname: CMTM6 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83223**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:1000,IHC 1:200-1:500,IP 1:100-1:200**tnis****Molekulargewicht** 20kDa**Antigen-Informationen**


Genname	CMTM6
Alternative Namen	CMTM6
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9NX76
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen CMTM6

Hintergrund


-

Forschungsbereich


Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit CMTM6-Maus-mAb gegen Jurkat-Lysat



Spur 1: Jurkat-Lysat; Spur 2: CMTM6, immunpräzipitiert aus Jurkat-Lysat mit AMM83223; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: AMM83223 kann CMTM6 immunpräzipitieren;



IHC-P-Analyse von Endometriumgewebe mit dem CMTM6-Antikörper (AMM83223)