

---

**Produktname: TNFRSF10C Maus-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMM83241**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	monoklonaler Maus-Antikörper
<b>Host</b>	Maus
<b>Anwendung</b>	IHC
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	Mouse IgG2b
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1 mg/ml
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung****Verdünnungsverhältnis** IHC 1:500-1:1000**tnis****Molekulargewicht** /**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	TNFRSF10C
<b>Alternative Namen</b>	TNFRSF10C
<b>Gen-ID</b>	
<b>SwissProt ID</b>	O14798
<b>Immunogen</b>	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen TNFRSF10C


**Hintergrund**

-

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



IHC-P-Analyse von Milzgewebe mittels TNFRSF10C-Antikörper (TNFRSF10C Maus-monoklonaler Antikörper)