
Produktname: MAP3K1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83250**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** IHC 1:100-1:200**tnis****Molekulargewicht** /**Antigen-Informationen**

Genname	MAP3K1
Alternative Namen	MAP3K1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q13233
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment der humanen MAP3K1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Lebergewebe mittels MAP3K1-Antikörper (MAP3K1 Mausmonoklonaler Antikörper)