
Produktname: IL3 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83269**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 17.2kDa

Antigen-Informationen

Genname	IL3
Alternative Namen	IL3
Gen-ID	
SwissProt ID	P08700
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von humanem IL3


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Ergebnis: Mit dem IL3-Maus-monoklonalen Antikörper lässt sich IL3 mittels Western Blot nachweisen.