
Produktname: C1QTNF1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83283**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	C1QTNF1
Alternative Namen	C1QTNF1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9BXJ1
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen C1QTNF1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Plazentagewebe mittels C1QTNF1-Antikörper (C1QTNF1 Mausmonoklonaler Antikörper)