
Produktname: IFRD1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83286**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Mensch, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 50 kDa; Observed MW: 50 kDa

Antigen-Informationen

Genname	IFRD1
Alternative Namen	IFRD1
Gen-ID	
SwissProt ID	O00458
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen IFRD1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit IFRD1-Maus-mAb gegen Skelettmuskelgewebelysat der Maus