
Produktname: FH Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83287**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 50kDa

Antigen-Informationen

Genname	FH
Alternative Namen	FH
Gen-ID	
SwissProt ID	P07954
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen FH


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit FH-Maus-mAb gegen Ramos-Lysat



Spur 1: Ramos-Lysat; Spur 2: FH, immunpräzipitiert aus Ramos-Lysat mit AMM83287; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: AMM83287 kann FH immunpräzipitieren;