

Produktname: CAMK2D Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83293**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 56kDa

Antigen-Informationen

Genname	CAMK2D
Alternative Namen	CAMK2D
Gen-ID	
SwissProt ID	Q13557
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen CAMK2D


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit CAMK2D-Maus-mAb gegen U-251MG-Lysat



IHC-P-Analyse von Herzgewebe mittels CAMK2D-Antikörper (AMM83293)