
Produktname: FGF20 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83296**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht Calculated MW: 23 kDa; Observed MW: 23 kDa

Antigen-Informationen

Genname	FGF20
Alternative Namen	FGF20
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9NP95
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen FGF20


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper gegen FGF20 kann FGF20 mittels Western Blot nachweisen.