

Produktname: ZNF598 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83297**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 99kDa

Antigen-Informationen

Genname	ZNF598
Alternative Namen	ZNF598
Gen-ID	
SwissProt ID	Q86UK7
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen ZNF598


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit dem Maus-mAb ZNF598 gegen Jurkat-Lysat



Spur 1: Jurkat-Lysat; Spur 2: ZNF598, immunpräzipitiert aus Jurkat-Lysat mit AMM83297; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: AMM83297 kann ZNF598 immunpräzipitieren;