

Produktname: RNF113B Maus-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMM83304

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	RNF113B
Alternative Namen	RNF113B
Gen-ID	
SwissProt ID	Q8IZP6
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen RNF113B


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Brustgewebe mit dem RNF113B-Antikörper (RNF113B Mausmonoklonaler Antikörper)