
Produktname: IL37 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83310**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar). Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 24.1kDa

Antigen-Informationen

Genname	IL37
Alternative Namen	IL37
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9NZH6
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von humanem IL37


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Ergebnis: Mit dem IL37-Maus-monoklonalen Antikörper kann IL37 mittels Western Blot nachgewiesen werden.