
Produktname: LRRN1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83317**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 80.7kDa

Antigen-Informationen

Genname	LRRN1
Alternative Namen	LRRN1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q6UXK5
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen LRRN1


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit LRRN1-Maus-mAb gegen SH-SY5Y-Lysat und Hirnlysat



Spur 1: SH-SY5Y-Lysat; Spur 2: LRRN1, immunpräzipitiert aus SH-SY5Y-Lysat mit AMM83317; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: AMM83317 kann LRRN1 immunpräzipitieren;