
Produktname: ARFGAP3 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83342**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** IHC 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200**tnis****Molekulargewicht** /**Antigen-Informationen**

Genname	ARFGAP3
Alternative Namen	ARFGAP3
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9NP61
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen ARFGAP3


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: Ramos-Lysat; Spur 2: ARFGAP3, immunpräzipitiert aus Ramos mittels ARFGAP3-Maus-monoklonalem Antikörper; Spur 3: Dieselbe Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: Der ARFGAP3-Maus-monoklonale Antikörper kann ARFGAP3 immunpräzipitieren;



IHC-P-Analyse von Speicheldrüsengewebe mit dem ARFGAP3-Antikörper (AMM83342)