

Produktname: ANGPTL7 Maus-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMM83375

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 50kDa

Antigen-Informationen

Genname ANGPTL7

Alternative Namen ANGPTL7

Gen-ID

SwissProt ID O43827

Immunogen Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen ANGPTL7


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper ANGPTL7 kann ANGPTL7 mittels Western Blot nachweisen.