

Produktname: COLEC12 Maus-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMM83380

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	COLEC12
Alternative Namen	COLEC12
Gen-ID	
SwissProt ID	Q5KU26
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen COLEC12


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Plazentagewebe mit dem COLEC12-Antikörper (COLEC12 Mausmonoklonaler Antikörper)