
Produktname: CD2AP Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83424**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	CD2AP
Alternative Namen	CD2AP
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9Y5K6
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen CD2AP


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Darmgewebe mittels CD2AP-Antikörper (CD2AP Mausmonoklonaler Antikörper)