
Produktname: Rapgef4 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83430**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:25-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	Rapgef4
Alternative Namen	Rapgef4
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9EQZ6
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment von Maus-Rapgef4


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Mauslebergewebe mittels Rapgef4-Antikörper (Rapgef4 Mausmonoklonaler Antikörper)