
Produktname: NDUF8 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83453**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC,IP
Reaktivität	Mensch, Ratte, Maus
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:1000,IHC 1:25-1:200,IP 1:100-1:200**tnis****Molekulargewicht** 21.8kDa**Antigen-Informationen**

Genname	NDUF8
Alternative Namen	NDUF8
Gen-ID	
SwissProt ID	O95169
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen NDUF8


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: 15 µg HeLa-Lysat