
Produktname: FYB1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83461**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	FYB1
Alternative Namen	FYB1
Gen-ID	
SwissProt ID	O15117
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen FYB1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: U-937-Lysat; Spur 2: FYB1, immunpräzipitiert aus U-937-Lysat mit einem monoklonalen Maus-Antikörper gegen FYB1; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper gegen FYB1 kann FYB1 immunpräzipitieren;