

**Produktname:** TRIM47 Maus-monoklonaler Antikörper

**Katalog-Nr.:** AMM83488

Nur für Forschungszwecke.

## Zusammenfassung

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  | monoklonaler Maus-Antikörper                                                      |
| <b>Host</b>          | Maus                                                                              |
| <b>Anwendung</b>     | IHC                                                                               |
| <b>Reaktivität</b>   | Menschlich                                                                        |
| <b>Konjugation</b>   | Unkonjugiert                                                                      |
| <b>Modifikation</b>  | Unverändert                                                                       |
| <b>Isotyp</b>        | Mouse IgG1                                                                        |
| <b>Klonalität</b>    | Monoklonal                                                                        |
| <b>Form</b>          | Flüssig                                                                           |
| <b>Konzentration</b> | 1 mg/ml                                                                           |
| <b>Lagerung</b>      | Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden. |
| <b>Versand</b>       | Eisbeutel                                                                         |
| <b>Puffer</b>        | Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid                               |
| <b>Aufreinigung</b>  | Affinitätsreinigung                                                               |

## Anwendung

**Verdünnungsverhältnis** IHC 1:20-1:100

**tnis**

**Molekulargewicht** /

## Antigen-Informationen

|                          |                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Genname</b>           | TRIM47                                                |
| <b>Alternative Namen</b> | TRIM47                                                |
| <b>Gen-ID</b>            |                                                       |
| <b>SwissProt ID</b>      | Q96LD4                                                |
| <b>Immunogen</b>         | Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen TRIM47 |


## Hintergrund

-

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



IHC-P-Analyse von Nierengewebe mit dem TRIM47-Antikörper (TRIM47 Maus-monoklonaler Antikörper)