
Produktname: GSTT2B Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83520**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IP
Reaktivität	Mensch, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	GSTT2B
Alternative Namen	GSTT2B
Gen-ID	
SwissProt ID	P0CG30
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen GSTT2B


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: Rattenlebergewebelysat; Spur 2: GSTT2B, immunpräzipitiert aus Rattenlebergewebelysat mittels GSTT2B-Maus-monoklonalem Antikörper; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: GSTT2B-Maus-monoklonaler Antikörper kann GSTT2B immunpräzipitieren;