
Produktname: UPB1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83529**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IP
Reaktivität	Mensch, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	UPB1
Alternative Namen	UPB1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q9UBR1
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen UPB1


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: Rattenlebergewebe-lysate; Spur 2: UPB1, immunpräzipitiert aus Rattenlebergewebe-lysate mit einem monoklonalen UPB1-Mausantikörper; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: Der monoklonale UPB1-Mausantikörper kann UPB1 immunpräzipitieren.