

Produktname: TRIM43B Maus-monoklonaler Antikörper

Katalog-Nr.: AMM83532

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2a
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	TRIM43B
Alternative Namen	TRIM43B
Gen-ID	
SwissProt ID	A6NCK2
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen TRIM43B


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: HEK-293-Lysat (transfiziert mit DYKDDDDK-markiertem TRIM43B (Kat.-Nr. P69024QATN) am N-Terminus); Spur 2: Immunpräzipitiertes TRIM43B aus demselben Lysat wie Spur 1; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper gegen TRIM43B kann TRIM43B immunpräzipitieren.