
Produktname: IL12A Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83588**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse Mouse immunoglobulin
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000

tnis

Molekulargewicht 25kDa

Antigen-Informationen

Genname	IL12A
Alternative Namen	IL12A
Gen-ID	
SwissProt ID	P29459
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen IL12A


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper gegen IL12A kann humanes IL12A mittels Western Blot nachweisen.