
Produktname: CFB Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83598**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht 86kDa

Antigen-Informationen

Genname	CFB
Alternative Namen	CFB
Gen-ID	
SwissProt ID	P00751
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen CFB


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit humanem CFB-Maus-mAb gegen humanes Plasma



Spur 1: CFB, immunpräzipitiert aus Plasma durch AMM83598; Spur 2: Dasselbe wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: AMM83598 kann CFB immunpräzipitieren.