

**Produktname: SYNPR Maus-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMM83606**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

|                      |                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>  | monoklonaler Maus-Antikörper                                                      |
| <b>Host</b>          | Maus                                                                              |
| <b>Anwendung</b>     | WB,IP                                                                             |
| <b>Reaktivität</b>   | Mensch, Ratte                                                                     |
| <b>Konjugation</b>   | Unkonjugiert                                                                      |
| <b>Modifikation</b>  | Unverändert                                                                       |
| <b>Isotyp</b>        | Mouse IgG1                                                                        |
| <b>Klonalität</b>    | Monoklonal                                                                        |
| <b>Form</b>          | Flüssig                                                                           |
| <b>Konzentration</b> | 1 mg/ml                                                                           |
| <b>Lagerung</b>      | Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden. |
| <b>Versand</b>       | Eisbeutel                                                                         |
| <b>Puffer</b>        | Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid                               |
| <b>Aufreinigung</b>  | Affinitätsreinigung                                                               |

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200

**tnis**

**Molekulargewicht** 29.2kDa

**Antigen-Informationen**

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Genname</b>           | SYNPR                                                |
| <b>Alternative Namen</b> | SYNPR                                                |
| <b>Gen-ID</b>            |                                                      |
| <b>SwissProt ID</b>      | Q8TBG9                                               |
| <b>Immunogen</b>         | Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen SYNPR |


**Hintergrund**

-


## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit SYNPR-Maus-mAb gegen Rattenhirngewebelysat



Spur 1: Rattenhirngewebelysat; Spur 2: SYNPR, immunpräzipitiert aus Rattenhirngewebelysat mit AMM83606; Spur 3: Wie Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: AMM83606 kann SYNPR immunpräzipitieren;