
Produktname: DMXL2 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83618**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC,IP
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	DMXL2
Alternative Namen	DMXL2
Gen-ID	
SwissProt ID	Q8TDJ6
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen DMXL2


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Spur 1: HEK-293-Lysat; Spur 2: DMXL2, immunpräzipitiert aus HEK-293-Lysat mit einem monoklonalen Maus-Antikörper gegen DMXL2; Spur 3: Dieselbe Spur 2, jedoch mit einem IgG-Isotyp-Kontrollantikörper; Ergebnis: Der monoklonale Maus-Antikörper gegen DMXL2 kann DMXL2 immunpräzipitieren;



IHC-P-Analyse von Hirnrindengewebe mittels DMXL2-Antikörper (AMM83618)