
Produktname: JCHAIN Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83624**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** WB 1:200-1:1000,IHC 1:200-1:500**tnis****Molekulargewicht** 18.1kDa**Antigen-Informationen**

Genname	JCHAIN
Alternative Namen	JCHAIN
Gen-ID	
SwissProt ID	P01591
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment der humanen J-Kette


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit humanem JCHAIN-Maus-mAb gegen humanes Plasmalysat



IHC-P-Analyse von Tonsillengewebe mittels JCHAIN-Antikörper (P154999)