
Produktname: PSMD1 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83630**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	WB,IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:1000,IHC 1:200-1:500**tnis****Molekulargewicht** 105.8kDa**Antigen-Informationen**

Genname	PSMD1
Alternative Namen	PSMD1
Gen-ID	
SwissProt ID	Q99460
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen PSMD1


Hintergrund

-


Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit PSMD1-Maus-mAb gegen Hep-G2-Lysat



IHC-P-Analyse von Hodengewebe mittels PSMD1-Antikörper (AMM83630)