

Produktname: GOLGA3 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83633**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG1
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis IHC 1:50-1:200

tnis

Molekulargewicht /

Antigen-Informationen

Genname	GOLGA3
Alternative Namen	GOLGA3
Gen-ID	
SwissProt ID	Q08378
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen GOLGA3


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Hodengewebe mit dem GOLGA3-Antikörper (GOLGA3 Mausmonoklonaler Antikörper)