
Produktname: MATN2 Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83637**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** IHC 1:100-1:200**tnis****Molekulargewicht** /**Antigen-Informationen**

Genname	MATN2
Alternative Namen	MATN2
Gen-ID	
SwissProt ID	O00339
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen MATN2


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse von Dickdarmgewebe mittels MATN2-Antikörper (MATN2-Mausmonoklonaler Antikörper)