

**Produktname: TRIM21 Maus-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMM83645**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	monoklonaler Maus-Antikörper
<b>Host</b>	Maus
<b>Anwendung</b>	WB,IHC
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	Mouse IgG2a
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	1 mg/ml
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

**Verdünnungsverhältnis** WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:200

**tnis**

**Molekulargewicht** Calculated MW: 54 kDa; Observed MW: 50 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	TRIM21
<b>Alternative Namen</b>	TRIM21
<b>Gen-ID</b>	
<b>SwissProt ID</b>	P19474
<b>Immunogen</b>	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen TRIM21


**Hintergrund**

-


## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse mit dem monoklonalen Maus-Antikörper TRIM21 gegen HL-60-Lysat



IHC-P-Analyse von Tonsillengewebe mit dem Antikörper TRIM21 (AMM83645)