
Produktname: PPM1A Maus-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMM83658**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	monoklonaler Maus-Antikörper
Host	Maus
Anwendung	IHC
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	Mouse IgG2b
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	1 mg/ml
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Gereinigter Antikörper in PBS mit 0,05% Natriumazid
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung**Verdünnungsverhältnis** IHC 1:200-1:500**tnis****Molekulargewicht** /**Antigen-Informationen**

Genname	PPM1A
Alternative Namen	PPM1A
Gen-ID	
SwissProt ID	P35813
Immunogen	Gereinigtes rekombinantes Fragment des humanen PPM1A


Hintergrund

-

Forschungsbereich

-

Bilddaten



IHC-P-Analyse der Niere mittels PPM1A-Antikörper (PPM1A Maus-monoklonaler Antikörper)